

CellShield™ PCR 支原体检测试剂盒 (50rxn)

CellShield™ PCR Mycoplasma Detection Kit

Cat NO: IMC-802

产品描述

支原体是一类缺乏细胞壁的原核微生物，介于细菌和病毒之间，可在无生命培养基中生长繁殖，其结构简单、个体微小，形态成分枝状或丝状，能通过一般微孔滤膜 (0.2-0.45 μm)。研究表明，至少二十多种支原体能污染细胞，其中最常见有：口腔支原体 (*M. orale*)、精氨酸支原体 (*M. arginini*)、猪鼻支原体 (*M. hyorhinis*)、发酵支原体 (*M. fermentans*)、人型支原体 (*M. hominis*)、唾液支原体 (*M. salivarium*)、肺支原体 (*M. pulmonis*) 和梨支原体 (*M. pirum*)、牛支原体 (*Mycoplasma bovis*)、利阿支原体 (*Mycoplasma leachii*) 等 49 种支原体。培养细胞的支原体污染率在 4%-92% 不等，其污染来源包括工作环境、操作者本身 (一些支原体是人体的正常菌群)、培养基、血清、细胞交叉污染、实验器材和用来制备细胞的原始组织或器官的污染。确认细胞培养过程中出现问题的潜在原因是一项困难且耗时的任务，在细胞培养中，任何突然的变化都应该被怀疑，同时良好的试验规范和定期检测支原体污染也十分必要。支原体检测的方法有很多种，如直接培养、DNA 荧光染色、ELISA 和 PCR 法等。

本产品通过 PCR 方法检测培养细胞等生物材料中的支原体，针对支原体 16SrRNA 序列保守区域设计特异引物，直接使用细胞培养液作为模板，特异性扩增支原体 DNA，具有操作简便、快速 (2 小时内即可出结果)、特异性强、灵敏度高的特点 (结果见图 1、图 2)。




图1: 支原体PCR检测的灵敏度 (T公司PCR支原体检测试剂盒)




图2. 本公司支原体PCR检测的灵敏度 (CellShield™ PCR支原体检测试剂盒)



- | | |
|----------------------|------------------|
| 1、阴性对照 | 2、阳性对照 |
| 3、细胞培养液原液 | 4、1 : 1 稀释细胞培养液 |
| 5、1:5 稀释细胞培养液 | 6、1:10 稀释细胞培养液 |
| 7、1:20 稀释细胞培养液 | 8、1:50 稀释细胞培养液 |
| 9、1:100 稀释细胞培养液 | 10、1:200 稀释细胞培养液 |
| 11、1:400 稀释细胞培养液; | 12、1:800 稀释细胞培养液 |
| 13、1 : 1000 稀释细胞培养液; | 14、稀释液 (阴性对照) |

企业质量体系

厦门逸漠生物科技有限公司的产品是在 cGMP 标准车间中生产的。

厦门逸漠生物科技有限公司已取得 ISO9001:2021 质量体系认证。

产品组成

组分	货号	体积	保存条件
PCR Myco Super Mix (2X)	IMC-802	625 μ L	-20℃, 避光
Myco Primer Mix	IMC-802A	50 μ L	-20℃, 避光
Myco Positive Control Template	IMC-802B	100 μ L	-20℃, 避光
Myco Free Water	IMC-802C	1mL	-20℃, 避光

使用方法

1. 样品制备

a、贴壁细胞

待细胞培养 2-3 天, 生长至汇合度 80% 左右时, 取 40 μ L 细胞培养液放入干净的 PCR 管中, 置于 PCR 仪中 95℃ 热处理 10 分钟后用作 PCR 模板。

b、悬浮细胞

待细胞培养 2-3 天, 密度达到 106/mL 左右时, 2,000xg 离心 1 分钟, 取 40 μ L 细胞培养液放入干净的 PCR 管中, 置于 PCR 仪中 95℃ 热处理 10 分钟后用作 PCR 模板。

注: 未进行热处理或者热处理后的样品可以放置在 -20℃ 稳定保存 1 个月以上。培养时间特别长 (4 天以上) 的细胞培养液, 建议用 Myco Free Water 10 倍稀释细胞培养液后再检测。

c、血清

用 Myco Free Water 将血清稀释 20 倍后, 取 40 μ L 放入干净的 PCR 管中, 置于 PCR 仪中 95℃ 热处理 10 分钟后用作 PCR 模板。

2 . PCR

按以下顺序配制反应混合液, 设置阴性对照 (Myco Free Water) 与阳性对照 (Myco Positive Control Template), 严格操作, 防止外源支原体污染。



PCR体系 (24 μ L)

Component	Volume
Template	2 μ L
Myco Primer Mix	1 μ L
Myco PCR SuperMix (2X)	12.5 μ L
Myco Free Water	8.5 μ L
Total volume	24 μ L

3. PCR 循环:

进程	温度	时间	循环
1	37°C	2 分钟	1
2	95°C	30 秒	1
3	95°C	30 秒	40cycles
4	60°C	30 秒	
5	72°C	40 秒	
6	4°C	∞	∞

4. 凝胶电泳:反应结束, 取 5 μ L PCR 产物, 进行 2%琼脂糖凝胶电泳, 检测 PCR 结果。

5. 通过与阳性对照、阴性对照检测结果比较, 确认样品支原体污染情况, 阳性条带大小大约 500bp。

注:如果阴性对照出现条带, 很有可能是体系污染, 建议重新检测确认结果。

推荐使用频率:

新细胞进入实验室	必检
液氮保存前	必检
定期常规	每月检测一次
发现污染后	每周检测一次
发现细胞异常	随时检测

注意事项

1. 试剂在使用前彻底化冻、混匀 (混匀时禁止激烈振荡, 只需要进行上下倒置多次进行混匀)。
2. 细胞培养物中含有的青霉素和链霉素等抗生素以及血清不会影响本产品的检测结果。
3. 操作时应尽量少说话, 因口腔中也含有支原体, 可能引起样品污染, 而造成假阳性; 整个检测过程中, 反应体系的配制、样本处理及加样、PCR 扩增应分区域进行, 以避免交叉污染, 反应前应震荡混匀。
4. PCR 反应极其灵敏, 为防止假阳性, 加样时, 最后加阳性对照。
5. 细胞培养物中含有青霉素和链霉素等抗生素不会影响本品的检测结果。如果用户需要进一步提高检测灵敏度, 建议细胞在不含青霉素和链霉素等抗生素中进行培养 2-3 天后送样检测。

