

Earle's 平衡盐溶液(EBSS), 含钙、镁、酚红

Cat. No	产品名称	规格	储存条件	保质期
IMC-406-500 mL	Earle's 平衡盐溶液(EBSS), 含钙、镁、酚红	500 mL	2-8°C	24 个月

产品简介

EBSS 缓冲液, 即 Earle's Balanced salt Solution, Earle's 平衡盐溶液, 是细胞分离或培养中常用的磷酸盐缓冲液之一。主要成分为葡萄糖, NaHCO_3 , NaCl , KCl 和 NaH_2PO_4 , 具有维持渗透压、保持 pH 稳定、提供简单营养等作用, 可用于体外实验中组织块、器官或细胞的漂洗、细胞或组织的运输、细胞培养用试剂的配制以及作为细胞计数的稀释液等。根据需要可添加钙、镁离子及酚红指示剂。

本产品经 0.1 μm 过滤除菌, 含钙、镁离子和酚红指示剂。

产品信息

应用领域	细胞培养相关试剂
产品类别	平衡盐溶液
产品外观	澄清透明液体
使用方式	1X
原料来源	非动物源
无菌级别	过滤除菌
重要组分 (+)	[+]1.0 g/L D-葡萄糖 [+]2.2 g/L 碳酸氢钠 [+]Ca ²⁺ [+]Mg ²⁺ [+]酚红
内毒素水平	≤0.25 EU/mL
渗透压范围	270~310 mOsmol/kg
PH 值范围	7.0-7.5

产品配方表

组分 (Components)	分子量 (MW)	浓度 (mg/L)	摩尔浓度 (mM)
Potassium Chloride	74.55	400	5.36
Sodium Bicarbonate	84.01	2200	26.2
Sodium Chloride	58.44	6800	117
Sodium dihydngen phoshate anhydrous	119.98	121.7	1.01
D-(+)-Glucose	180.16	1000	5.55
Magnesium sulfate heptahydrate	246.48	100	0.405
Calcium chloride	110.98	100	0.9
Phenol red	354.38	10	0.025

注意事项

1. 本产品经 0.1 μm 过滤除菌，可直接使用。
2. 使用本产品时请注意无菌操作，避免污染。
3. 由于溶液中含有钙镁离子，易产生少量沉淀，一般温浴后沉淀即可溶解；若沉淀较多且又无法溶解时，请放弃使用。
4. 操作时请穿实验服，佩戴一次性手套。